

**AUDAR®**

**User Manual**

**KERi**



**August International Ltd**

Rawmec Business Park  
Hoddesdon EN11 0EE  
United Kingdom  
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:  
Daffodil Germany GmbH  
Bayernstr. 10  
D-30855 Langenhagen  
Germany  
Tel: +49 (0) 511 97812978

[www.audarwatch.com](http://www.audarwatch.com)

- EN** Smart Healthcare Wristband
- FR** Bracelet Connecté Santé
- DE** Intelligentes Armband für das Gesundheitswesen
- IT** Braccialeto Smart Healthcare
- ES** Pulsera Inteligente de Salud

# Manual de uso

Gracias por adquirir el Pulsera Inteligente. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones para así aprovechar al máximo las características del producto.

## Seguridad

Con el fin de asegurar su seguridad y la de los demás, por favor lea detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual. Por favor, no abra la estructura del altavoz ya que sería peligroso y anularía la garantía.

## Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le recomendamos que consulte con las autoridades locales la regulación vigente sobre eliminación de residuos.

## Declaración de Conformidad

Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra web: <http://augustint.com/en/declaration/>

## Atención al cliente

Si necesita ayuda con este producto, por favor no dude con contactar con nuestro departamento de atención al cliente:

Teléfono: +44(0) 845 250 0586

Correo electrónico: [service-es@augustint.com](mailto:service-es@augustint.com)

# 1. Instrucciones de seguridad

## ■ Almacenamiento y uso

	Mantenga este dispositivo alejado de las temperaturas extremas.		Mantenga este aparato alejado del agua y la humedad.
	Nunca exponga este producto a la humedad, polvo, aceite o humo.		Evite dejar caer o la exposición a impactos.
	Nunca deje el aparato en contenedores inestables.		Nunca roce el aparato con objetos punzantes.

## ■ Mantenimiento

Por favor, desconecte todos los cables antes de limpiar el dispositivo.

	Por favor, limpie la estructura del altavoz con un paño suave.		Nunca limpie el dispositivo con paños abrasivos, alcohol, benceno, o cualquier otro producto químico.
---	--	--	---

Las medidas son sólo para referencia y no son para uso médico.

## 2. Características Principales

- Rastreador de pasos con cálculo de distancia y calorías
- Monitor del ritmo cardíaco y presión arterial
- Monitor de sueño para rastrear la calidad del sueño
- Pantalla de color TFT de alto contraste
- SMS, llamada, notificación de eventos y alarma vibratoria

## 3. Contenido de la Caja



KERi



Cable de Carga



Manual de Uso

## 4. Partes y Funciones



1. Pantalla TFT a color
2. el botón táctil
3. Conector de carga USB
4. Sensor multifunción
5. Clip de pulsera

## Guía de Inicio Rápido

1. Escanee el código QR a continuación con su dispositivo o busque "AUDAR" para descargar e instalar la aplicación desde Google Play o Apple App Store.



Requiere Android 4.3 y superior o iOS 8.0 y superior.

1. Cargue completamente el KERi antes de su primer uso o si no se usa durante un periodo prolongado. Para cargar el dispositivo, primero desconecte la correa de la pulsera. Esto revelará el conector USB, que puede conectarse a un puerto USB con alimentación o conectarse mediante el cable provisto. Si el KERi no se está cargando, insértelo en el puerto USB al revés.
2. El icono de la batería se llenará mientras se carga. Cuando se carga, se mostrará una batería llena. Asegúrese de que el voltaje de salida desde el puerto USB o el cargador sea de 5V.
3. Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para encender el KERi.
4. Asegúrese de que el KERi esté a menos de 10 metros de su dispositivo. Para emparejar, inicie AUDAR y presione 'Emparejar pulsera'. Asegúrese de otorgar permiso o aceptar el requisito del sistema cuando se le solicite.
5. Una vez emparejado, ingrese la información personal solicitada y presione "Siguiente". Luego, establezca su objetivo de salud (la cantidad de pasos que desea caminar cada día). Una vez terminado, presione guardar para ir a la página de inicio de la aplicación
6. El KERi está listo para usar.

# Tabla de Contenido

<b>1. Instrucciones de seguridad</b>	1
<b>2. Principales características</b>	1
<b>3. Contenido de la caja</b>	2
<b>4. Nombres de partes y funciones</b>	2
<b>5. Operación</b>	5
<b>5.1 Pulsera</b>	5
5.1.1 Hora y fecha (pantalla predeterminada)	5
5.1.2 Pasos, distancia y calorías	6
5.1.3 Modo deportivo	6
5.1.4 Modo de sueño	7
5.1.5 Ritmo cardíaco	7
5.1.6 Tasa de presión arterial	7
5.1.7 Oxígeno en la sangre	8
5.1.8 Mensajes	8
5.1.9 Cronógrafo	8
5.1.10 Buscar dispositivo	9
5.1.11 Información de KERi	9
5.1.12 Modo apagado	10
5.1.13 Brillo	10
<b>5.2 Aplicación AUDAR</b>	11
5.2.1 Emparejamiento	11
5.2.2 Información personal	12
5.2.3 Página de inicio	12
5.2.3.1 Medida manual	13
5.2.3.2 Pasos	13
5.2.3.3 Sueño	14
5.2.3.4 Ritmo cardíaco	15
5.2.3.5 presión arterial	16
5.2.3.6 Oxígeno en la sangre	17
5.2.3.7 Fatiga	18
5.2.4 Opciones del dispositivo	19
5.2.4.1 Información personal	19
5.2.4.2 Informe semanal	20
5.2.4.3 Activar cámara	20
5.2.4.4 Correr	20
5.2.4.5 Gestión de dispositivos	21
5.2.4.6 Configuración general	23
5.2.4.7 Acerca de	23
5.2.4.8 Información de CareMate	23
<b>6. Carga</b>	26
<b>7. Solución de problemas</b>	27
<b>8. Especificaciones</b>	28
<b>9. Garantía</b>	29

## 5. Operación

### 5.1 Pulsera

Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para encender el KERi.

Para apagar el KERi:

1. Presione el botón táctil para elegir el modo KERi apagado.
2. Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos.
3. Presione el botón táctil para seleccionar sí para confirmar que desea apagar el KERi.
4. Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para confirmar que desea apagar el KERi.

Presione el botón táctil para activar la pantalla. Una vez activado, la pantalla se iluminará durante 5 segundos. Mientras la pantalla está activada, presione el botón táctil para recorrer los siguientes modos: hora y fecha (pantalla predeterminada), pasos, distancia, calorías, modo deportivo, modo de reposo, ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre, masajes, cronómetro, Buscar dispositivo, Información de Keri, Modo apagado y Brillo.

Las medidas son solo de referencia y no son para uso médico.

#### 5.1.1 Hora y fecha (pantalla predeterminada)



Estado de conexión Bluetooth  
(Muestra cuando está conectado) Estado de la batería  
Hora  
Fecha (DD / MM)  
Día  
Pasos



Tema1



Tema2

La hora y la fecha se establecerán automáticamente cuando empareje el KERi. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para elegir diferentes temas.

## 5.1.2 Pasos, distancia y calorías



Pasos Caminados

Distancia

Calorías

El KERi mostrará la cantidad de pasos que ha caminado. Para una lectura precisa, le recomendamos que se asegure de que los detalles ingresados en la sección de información personal sean lo más precisos posible (consulte 5.2.2).

El KERi calculará la distancia que ha caminado a partir del número de pasos que ha dado. Para una lectura precisa, le recomendamos que se asegure de que los detalles ingresados en la sección de información personal sean lo más precisos posible (consulte 5.2.2).

El KERi calculará las calorías que ha quemado de acuerdo con la cantidad de pasos que ha caminado.

## 5.1.3 Modo deportivo



Modo deportivo



Corriendo



Ciclismo



senderismo

Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para activar la función de elección del modo deportivo. Luego, presione el botón para cambiar el modo deportivo. Hay tres tipos de modos de deporte: correr, ciclismo y senderismo. También hay un modo de retorno. En el modo de retorno, mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para volver al menú principal. Después de elegir el modo deportivo que desee, mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para activar el modo deportivo correspondiente. Durante el ejercicio, presione el botón táctil para iniciar o pausar. Después de hacer ejercicio, mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos bajo el estado de pausa para salir y volver al menú principal.

## 5.1.4 Sleep Mode



Datos de sueño

Cuando ingresa al modo de sueño, KERi mostrará datos sobre su sueño.

## 5.1.5 Ritmo cardíaco



Ritmo cardíaco

Cuando ingresa al modo de ritmo cardíaco, el KERi comenzará a medir su ritmo cardíaco. Esto puede tomar hasta un minuto. Una vez terminado, el KERi vibrará y mostrará su ritmo cardíaco actual en BPM (latidos por minuto).

## 5.1.6 Tasa de presión arterial



Sistólica (presión arterial alta)  
Diastólica (presión arterial baja)

Cuando ingresa al modo de presión arterial, el KERi comenzará a medir su presión arterial. Esto puede tomar hasta un minuto. Una vez terminado, el KERi vibrará y mostrará la medición.

### 5.1.7 Oxígeno en sangre



Nivel de oxígeno en sangre

Cuando ingresa al modo de oxígeno en la sangre, el KERi comenzará a medir su nivel de oxígeno en la sangre. Esto puede tomar hasta un minuto. Una vez terminado, el KERi vibrará y mostrará la medición.

### 5.1.8 Mensajes



Cuando entra el modo de mensajes, el KERi mostrará un resumen de los mensajes en su teléfono. Pulse y mantenga pulsado el botón táctil durante 5 segundos, y el KERi mostrará detalles de los mensajes. Luego, presione el botón para cambiar los mensajes.

### 5.1.9 Cronómetro



Minutos

Segundos


Milisegundos

Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para iniciar el cronómetro. Presione el botón táctil para pausar o reanudar el cronómetro.

Cuando esté en pausa, presione y luego mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para volver al menú principal.

Nota: el tiempo máximo que puede durar el cronómetro es de 99 minutos (1 hora y 39 minutos). Una vez transcurrido este tiempo, el cronómetro se reiniciará a las 00'00"00".

### 5.1.10 Buscar dispositivo



Buscar mi teléfono

Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para activar la función "Buscar mi teléfono". El dispositivo emparejado sonará o vibrará según su configuración, lo que le permitirá localizarlo.

Nota: El dispositivo emparejado debe estar dentro del alcance de Bluetooth para poder encontrarlo (10 m). Si no puede escuchar el dispositivo, intente trasladarse a otra habitación y vuelva a activar la función.

### 5.1.11 Información KERi



Información MAC de KERi

La sección de Información de KERi le proporciona un identificador único para la pulsera. Esto es útil si está emparejando la pulsera cuando hay varios KERis cerca.

### 5.1.12 Modo apagado



Modo apagado

Presione el botón táctil para elegir el modo KERi apagado. Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos. Presione el botón táctil para seleccionar sí. Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para confirmar que desea apagar el Keri.

### 5.1.1 Brillo



Brillo



Cuatro niveles de brillo

Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para activar la función de configuración de Brillo. Hay cuatro niveles de brillo. Presione el botón para cambiar los niveles de brillo. Después de elegir el brillo apropiado, mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos para guardar y volver al menú principal.

Nota: Cuando KERi se usa bajo el sol, se recomienda establecer el brillo al nivel más alto. Sin embargo, el consumo de energía aumentará a medida que aumenta el nivel de brillo.

## 5.2 Aplicación AUDAR

Escanee el código QR a continuación o busque "AUDAR" para descargar e instalar la aplicación desde Google Play o Apple App Store.




Requiere Android 4.3 y superior o iOS 8.0 y superior.

### 5.2.1 Emparejamiento

1. Active el Bluetooth en su dispositivo y asegúrese de que esté a menos de 10 metros del KERi.
2. Inicie "AUDAR" y seleccione "Emparejar pulsera".
3. Seleccione KERi de la lista de dispositivos.
4. Si hay más de un KERi cerca, verifique la dirección MAC en el KERi para determinar cuál seleccionar (consulte 5.1.11).
5. Una vez emparejado, el icono de estado de la conexión Bluetooth aparecerá en la pantalla del KERi.


Tenga en cuenta: para dispositivos Android, asegúrese de otorgar permiso del sistema a "AUDAR" cuando se le solicite. Para dispositivos iOS, asegúrese de confirmar el requisito de conexión Bluetooth cuando se le solicite.



## 5.2.2 Información personal

Una vez que el KERi esté emparejado, ingrese la información personal solicitada y presione "Siguiente". Luego, establezca su objetivo de salud (la cantidad de pasos que desea caminar cada día). Una vez terminado, presione guardar para ir a la página de inicio.

Puede editar esta información más tarde. Consulte 5.2.4.1 para obtener más instrucciones.



## 5.2.3 Página de inicio

La página de inicio le permite ver la cantidad de pasos que ha caminado, el tiempo que ha dormido y las mediciones más recientes de su ritmo cardíaco, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre y estado de fatiga.



Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

### 5.2.3.1 Medición manual

La función de medición manual le permite realizar una medición de su ritmo cardíaco, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre y estado de fatiga.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico. El nivel de fatiga se calcula mediante un algoritmo matemático basado en otras mediciones.




1. Presione "Medir" en la esquina superior derecha de la página de inicio para abrir la función de medición manual.
2. Presione "Medición manual" para comenzar a medir.
3. Una vez finalizado, las mediciones aparecerán en la pantalla. Toque una de las secciones para ver información más detallada.

### 5.2.3.2 Pasos

El conteo de pasos actual se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de pasos en la página de inicio para ver más información.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Toque una barra en el gráfico para ver el número exacto de pasos recorridos.
- Debajo del gráfico de barras, puede encontrar más información sobre los pasos dados, la distancia recorrida y las calorías quemadas.
- Presione <Notas> para cambiar su objetivo de salud (la cantidad de pasos que desea caminar cada día).
- Seleccione día, semana o mes para cambiar la duración del período que se muestra.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la información más reciente.



### 5.2.3.3 Sueño

Los datos de sueño más recientes se mostrarán en la página de inicio. Toque la sección de suspensión en la página de inicio para ver más información.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Toque una barra en el gráfico para ver la cantidad exacta de sueño durante ese tiempo.
- Seleccione un día, semana o mes para cambiar la duración del período que se muestra.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir sus datos recientes de sueño.




### 5.2.3.4 Ritmo cardíaco

La medición de ritmo cardíaco más reciente se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de ritmo cardíaco en la página de inicio para ver más información o realizar una medición.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- La medición de ritmo cardíaco más reciente se mostrará en la página de inicio.
- Presione <Medida única> para tomar una nueva medida.
- Presione <medición en tiempo real> para mostrar su ritmo cardíaco en tiempo real. Presione <medición en tiempo real> nuevamente para desactivar. Nota: La medición en tiempo real debe desactivarse para volver a la página de inicio.
- Otras medidas recientes se muestran en la mitad debajo de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas más antiguas.
- Seleccione un día, semana o mes para ver un gráfico de barras de sus mediciones de frecuencia cardíaca. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la medición más reciente.



### 5.2.3.5 Presión arterial

La medición de presión arterial más reciente se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de presión arterial en la página de inicio para ver mediciones anteriores o para realizar una nueva medición.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- La medición más reciente se muestra en la mitad superior de la pantalla.
- Presione <medición individual> para tomar una nueva medición.
- Presione <medición en tiempo real> para mostrar su presión arterial en tiempo real. Presione <medición en tiempo real> nuevamente para desactivar. Nota: La medición en tiempo real debe desactivarse para volver a la página de inicio.
- Otras medidas recientes se muestran en la mitad inferior de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas más antiguas.
- Seleccione un día, semana o mes para ver un gráfico de barras de sus mediciones de presión arterial. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la medición más reciente.



### 5.2.3.6 Oxígeno en sangre

La medición más reciente del nivel de oxígeno en sangre se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de oxígeno en la sangre para ver mediciones más antiguas o para realizar una nueva medición.

Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.


- La medición más reciente se muestra en la mitad superior de la pantalla.
- Presione <medición individual> para tomar una nueva medición.
- Presione <medición en tiempo real> para mostrar su nivel de oxígeno en sangre en tiempo real. Presione <medición en tiempo real> nuevamente para desactivar. Nota: La medición en tiempo real debe desactivarse para volver a la página de inicio.
- Otras medidas recientes se muestran en la mitad inferior de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas más antiguas.
- Seleccione un día, semana o mes para ver un gráfico de barras de sus mediciones de oxígeno en la sangre. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la medición más reciente.



### 5.2.3.7 Fatiga


El estado de fatiga se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de fatiga para ver información más detallada o realizar una nueva medición.

- La medición más reciente se muestra en la mitad superior de la pantalla.
- Presione <medición individual> para tomar una nueva medición.
- Otras medidas recientes se muestran en la mitad inferior de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas más antiguas.
- Seleccione día, semana o mes para ver un gráfico de barras. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la medición más reciente.



## 5.2.4 Opciones de dispositivo

Presione <☰> para mostrar el menú de opciones del dispositivo. Toque una de las opciones para ingresar a esa sección.



### 5.2.4.1 Información personal

Desde esta sección, puede ver y modificar la siguiente información personal:

- Usar la mano
- Años
- Altura
- Peso
- Longitud del paso
- Unidades utilizadas para distancia, altura y peso.
- Configuraciones de suspensión
- Valores de referencia de la presión arterial

Una vez finalizado, presione guardar para volver a la página principal de la aplicación.



### 5.2.4.2 Informe semanal

El informe semanal le permite ver todos los datos de la semana anterior en una pantalla.



### 5.2.4.3 Activar cámara

Esta función le permite activar la cámara en su teléfono de forma remota agitando el KERi.

1. Toca "Activar cámara" para comenzar.
2. Una vez que la cámara esté activada, agite la muñeca con el KERi para tomar una foto.
3. Presione "Cancelar" para volver a la página de inicio.




### 5.2.4.4 correr

Esta función te ayudará a controlar tu carrera.

Presione "Acumulativo Ejecutando X veces" para ver su historial de carreras.

Presione "Iniciar" para comenzar a ejecutar.


- Presione <math>\leftarrow</math> <math>\rightarrow</math> para alternar entre la visualización normal y la de mapa.
- Mantenga presionado el botón amarillo para pausar.
- Mientras está en pausa, presione el botón verde para reanudar.
- Presione el botón rojo para finalizar la ejecución.



### 5.2.4.5 Gestión de dispositivos

La pantalla de administración del dispositivo le permite verificar el nivel de batería del KERi y usar las siguientes funciones:

- Gestión de conexión
  - Ver el estado de conexión de la pulsera
  - Emparejar o desemparejar la pulsera
- Buscar pulsera
  - Al presionar "Buscar pulsera", la pulsera vibrará, permitiéndole encontrarla. Nota: la función de búsqueda solo funcionará si la pulsera está dentro del alcance de Bluetooth (10 m).
- Recordatorio (le permite configurar notificaciones vibrantes silenciosas)
  - Notificación de llamada telefónica: se mostrará <  > cuando haya una llamada entrante
  - Notificación de mensaje: se mostrará <  > cuando haya un mensaje entrante.
  - Despertador: la pulsera vibrará a la hora establecida y se mostrará <  > en la pantalla.
  - Advertencia de larga duración: mientras está activada, la pulsera vibrará y mostrará <  > si es sedentario durante 45 minutos consecutivos.
  - Notificación de aplicaciones: desde esta sección, puede alternar si desea mostrar notificaciones de una variedad de aplicaciones como Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
  - No molestar: la función no molestar le permite establecer un período durante el cual se ignorarán todas las notificaciones (por ejemplo, durante la noche de 23:00 a 08:00).
- Activación automática de pantalla: mientras está habilitada, la pantalla se activará cuando mueva su muñeca.
- Medición automática por hora: mientras está habilitado, una medición se realizará automáticamente cada hora en punto. Recomendamos habilitar esta función para recibir los datos más precisos.
- Actualización del firmware: esta página muestra la versión actual del firmware de la pulsera y le informa si hay una versión más nueva disponible.
- Tiempo de 12 horas: alternar para mostrar la hora en la pulsera en formato 12H (AM / PM) o 24H.



### 5.2.4.6 Configuración general

- Personal Information: please refer to section 5.2.4.1 for further information.
- Health Goal: allows you to set the number of steps you aim to walk each day.
- Integración de aplicaciones de terceros
  - Apple Health (solo dispositivos Apple)
  - Google Fit (solo dispositivos Android)
- Restaurar configuración de fábrica: le permite realizar un restablecimiento completo de fábrica, lo que eliminará todos los datos y eliminará la conexión entre la aplicación y la pulsera.
- Eliminar los datos almacenados en la aplicación: le permite eliminar todos los datos guardados en la aplicación.
- Eliminar datos almacenados en la pulsera: le permite eliminar todos los datos guardados en la pulsera.

### 5.2.4.7 Acerca de


La sección Acerca de muestra el número de versión de la aplicación y le permite acceder a la función de Ayuda.

Desde la sección de Ayuda, puedes

- Enviarnos comentarios y sugerencias sobre la pulsera o la aplicación AUDAR de August, o informe un error.
- Ver una lista de preguntas frecuentes (toque una de las preguntas para leer la respuesta).

### 6.2.4.8 Información de CareMate

Suscribirse a la información de salud de alguien  
 Una solicitud para ser un CareMate puede ser enviada buscando el número de teléfono móvil o el correo electrónico utilizado para registrarse en una cuenta AUDAR.




Una vez aprobada la solicitud, hacer clic en "Mi Guardián" en la esquina superior derecha para ver una lista de usuarios a los que sigues y monitorizar sus datos de ejercicio y salud en tiempo real.



Además, se puede enviar una solicitud de seguimiento escaneando el código QR de otro usuario. La información del código QR se encuentra en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

#### • Care Solicitud


Puedes aprobar o rechazar cualquier solicitud de CareMate haciendo clic en "Solicitud de CareMate" en el menú desplegable de la esquina superior derecha.



#### • Care a mí



Haciendo clic en "Mi Tutela" en el menú desplegable de la esquina superior derecha, puede acceder a una lista completa de todos los CareMate que le han seguido.

La visibilidad de la información sanitaria de su CareMate puede modificarse en cualquier momento tras hacer clic en el CareMate individual de la lista.



## 6. Carga

Para cargar el KERi, primero desconecte la correa de la pulsera. Esto revelará el conector USB, que puede conectarse a un puerto USB con alimentación o conectarse mediante el cable provisto. Si el KERi no se está cargando, insértelo en el puerto USB al revés.



El icono de la batería se llenará mientras se carga. Cuando se carga, se mostrará una batería llena. Asegúrese de que el voltaje de salida desde el puerto USB o el cargador sea de 5V.

## 7. Solución de problemas

Problemas	Soluciones
No se puede encender	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cargue completamente el KERi</li><li>■ Mantenga presionado el botón táctil durante 5 segundos</li></ul>
No se puede cargar	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Inserte el KERi en el puerto USB con alimentación al revés</li><li>■ Use el cable de carga provisto para conectarse al puerto USB con alimentación</li></ul>
No se puede emparejar	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo</li><li>■ Confirme que el KERi se encuentra a menos de 10 m del dispositivo</li><li>■ Confirme que la dirección Mac en el KERi es la misma que se muestra en la aplicación</li><li>■ Asegúrese de aceptar los requisitos del sistema al emparejar</li></ul>
No hay datos en la aplicación.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que el KERi está emparejado con el dispositivo</li><li>■ Intente habilitar la medición automática por hora en la gestión de dispositivos</li></ul>
No se pueden recibir notificaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que el KERi está emparejado con su dispositivo</li><li>■ Verifique la configuración de Recordatorio en la sección Administración de dispositivos</li></ul>

## 8. Especificaciones

Pantalla OLE	0.96 pulgadas; 160x80pixels
Chipset	Nordic NRF51832
Versión Bluetooth	v4.2BLE
Sensor de Corazón	PixArt PAH8001
Tipo de Batería	Li-polymer battery 180mAh
Tiempo de trabajo	15Días
Tiempo de Espera	Hasta 20 días
Tiempo de Carga	2 horas
Material de la Pulsera	TPU
Nivel de Protección	IP67
Peso Neto	30g
Dimensiones	258 x 22 x 13.8mm

## 9. Garantía

El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es valida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios legales.

### Atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: [service-es@augustint.com](mailto:service-es@augustint.com)

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

