

AUDAR®

User Manual
KERi



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN** Smart Healthcare Wristband
- FR** Bracelet Connecté Santé
- DE** Intelligentes Armband für das Gesundheitswesen
- IT** Braccialeto Smart Healthcare
- ES** Pulsera Inteligente de Salud

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato l' Audar KERi . Questo manuale è disegnato per familiarizzarla con le funzioni di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale anche se è già familiare a prodotti simili.

Sicurezza

Per garantire la Sua sicurezza e la sicurezza delle altre persone, per favore legga il manuale di istruzione prima di usare questo prodotto. Si prega di non aprire il prodotto da soli. Può essere pericoloso e invaliderà la garanzia del prodotto.

Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive SPEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel suo Paese. Verificare sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità







La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all' indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o via email a: service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti

1. Istruzioni per la Sicurezza

■ Uso e conservazione del prodotto

	Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme.		Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
	Non esporre mai il dispositivo ad umidità, polvere, olio o fumo.		Evitare cadute e non esporre ad impatti.
	Durante il trasporto di questo dispositivo come parte del vostro bagaglio per favore assicurarsi che sia riposto in tutta sicurezza al fine di evitare danni causati da impatti.		Mai colpire o graffiare questo dispositivo con ogni tagliente oggetto.

■ Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

	Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno Morbido		Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detersivi, alcool o prodotti per la pulizia a base chimica.
---	---	--	---

2. Caratteristiche Principali

- Pedometro con Calcolo della Distanza e Calorie
- Monitoraggio del Battito Cardiaco e Pressione Sanguigna
- Sleep monitor per monitorare la quantità del sonno
- Alto contrasto TFT colori Display
- SMS, Chiamate, Eventi Calendario e Allarme Vibrante

3. Contenuto della Confezione



KERi



Cavo di Alimentazione



Manuale d'Uso

4. Nome delle Componenti e Funzioni



1. Display TFT Colorato
2. Tasto Touch
3. Connettore di Carica USB
4. Sensore Multifunzione
5. Cinturino Bracciale

Guida Rapida

1. Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro dispositivo, o cercare, scaricare e installare l'app 'AUDAR' su Google Play o sull'App Store di Apple.



È richiesta una versione Android 4.3 o superiore, oppure iOS 8.0 o superiore.

1. Caricare completamente il KERi prima di utilizzarlo la prima volta o se non è stato usato per un lungo periodo. Per caricare il dispositivo, sganciare il cinturino del bracciale; così facendo sarà visibile il connettore USB, che può essere collegato a una porta USB alimentata, o collegato usando il cavo fornito. Se il KERi non inizia a caricarsi, inserirlo nella porta USB nel verso opposto.
2. Mentre la carica è in corso, l'icona della batteria si riempirà progressivamente. Terminata la carica, sarà visualizzata l'icona della batteria piena. Assicurarsi che il voltaggio in uscita dalla porta USB o caricatore sia 5V.
3. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per accendere il KERi.
4. Assicurarsi che il KERi sia entro 10 metri dal dispositivo sorgente. Per associarlo, avviare l'applicazione AUDAR e premere 'Pair wristb and'. Controllare di aver dato l'autorizzazione o accettare requisiti di sistema quando sarà richiesto.
5. Una volta associato, inserire le informazioni personali richieste e premere 'Next'. In seguito, impostare l'obiettivo desiderato (numero di passi che si desidera compiere ogni giorno). Completato il passaggio, premere salva per accedere alla home page dell'app.
6. Il KERi è pronto all'uso.

Contenuti

1. Istruzioni di sicurezza -----	1
2. Caratteristiche principali -----	1
3. Contenuto della confezione -----	2
4. Nome delle Componenti e funzioni -----	2
5. Utilizzare il Dispositivo -----	5
5.1 Braccialetto -----	5
5.1.1 Data e Ora (Schermo Predefinito)-----	5
5.1.2 Passi, Distanza e Calorie-----	6
5.1.3 Modalità Sport-----	6
5.1.4 Modalità Sleep-----	7
5.1.5 Battito Cardiaco-----	7
5.1.6 Livello Pressione Sanguigna-----	7
5.1.7 Ossigeno nel Sangue-----	8
5.1.8 Messaggi-----	8
5.1.9 Cronometro-----	8
5.1.10 Trova Dispositivo-----	9
5.1.11 Informazioni KERi-----	9
5.1.12 Modalità Off-----	10
5.1.13 Luminosità-----	10
5.2 Applicazione AUDAR -----	11
5.2.1 Asociare il Braccialetto-----	11
5.2.2 Informazioni Personali-----	12
5.2.3 Home page-----	12
5.2.3.1 Misurazione manuale-----	13
5.2.3.2 Passi-----	13
5.2.3.3 Sonno-----	14
5.2.3.4 Battito Cardiaco-----	15
5.2.3.5 Pressione Sanguigna-----	16
5.2.3.6 Ossigeno nel Sangue-----	17
5.2.3.7 Stanchezza-----	18
5.2.4 Opzioni Dispositivo-----	19
5.2.4.1 Informazioni Personali-----	19
5.2.4.2 Repport settimanale-----	20
5.2.4.3 Attiva Camera-----	20
5.2.4.4 Corsa-----	20
5.2.4.5 Gestione Dispositivo-----	21
5.2.4.6 Impostazioni Generali-----	23
5.2.4.7 AProposito-----	23
5.2.4.8 CareMate Informazione-----	23
6. Caricare il Dispositivo -----	26
7. Risoluzione dei problemi -----	27
8. Dettagli Tecnici -----	28
9. Garanzia -----	29

5. Utilizzare il Dispositivo

5.1 Braccialetto

Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per accendere il KERi.


Per spegnere il KERi:

1. Premere il tasto touch per scegliere modalità Off.
2. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi.
3. Premere il tasto touch per selezionare Sì per confermare di spegnere KERi.
4. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per confermare di spegnere KERi.

Premere il tasto touch per attivare lo schermo. Una volta attivato, lo schermo si illuminerà per 5 secondi. Mentre lo schermo è attivo, premere il tasto touch per visualizzare in successione le seguenti modalità: Data e Ora (Schermo Predefinito), Passi, Distanza, Calorie, Modalità sport, Modalità sleep, Battito Cardiaco, Pressione Sanguigna, Ossigeno nel Sangue, Massaggi, Cronometro, Trova dispositivo, Informazioni Keri, Modalità Off e Luminosità.

Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

5.1.1 Data e Ora (Schermo Predefinito)



Stato Connessione Bluetooth
(quando connesso) Stato Batteria
Ora
Data (GG / MM)
Giorno
Passi



Tema 1



Tema 2

Data e Ora saranno impostate automaticamente quando si associa KERi. Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per scegliere temi diversi.

5.1.2 Passi, Distanza e Calorie



Passi Effettuati

Distanza

Calorie

Il KERI mostrerà sullo schermo il numero di passi effettuati. Per una rilevazione accurata, raccomandiamo di controllare che i dati inseriti nella sezione informazioni personali siano i più possibili precisi (fare riferimento alla sezione 5.2.2).

Il KERI calcolerà la distanza percorsa in base al numero di passi effettuati. Per una rilevazione accurata, raccomandiamo di controllare che i dati inseriti nella sezione informazioni personali siano i più possibili precisi (fare riferimento alla sezione 5.2.2).

Il KERI calcolerà le calorie bruciate in base al numero di passi effettuati.

5.1.3 Modalità Sport



Modalità Sport



Corsa



Ciclismo



Escursionismo

Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per attivare la modalità sport, scegliendo la funzione. Allora, premere il pulsante per cambiare la modalità sport. Esistono diversi tre tipi di modalità: Corsa, Ciclismo ed Escursionismo. C'è anche una modalità di ritorno. Nella modalità di ritorno,preme e tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per ritornare al menu principale. Dopo aver scelto la modalità sport desiderata, tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per attivare la modalità correlativa. Quando fa l'esercizio, preme il tasto touch per avvio o pausa. Dopo aver finito l'esercizio, tiene premuto il tasto touch per 5 secondi nello stato di pausa per uscire e ritornare al menu principale.


5.1.4 Modalità Sleep



Dati del sonno

Quando si entra in modalità Sleep, KERI mostrerà i dati del sonno.


5.1.5 Battito Cardiaco



Battito Cardiaco

Entrati in modalità battito cardiaco, il KERI inizierà la misurazione del vostro battito cardiaco. Questa operazione può richiedere fino ad un minuto. Una volta terminata la rilevazione, il KERI vibrerà, visualizzando sullo schermo il battito cardiaco attuale in BPM (battiti per minuto).


5.1.6 Livello Pressione Sanguigna



Sistolica (pressione sanguigna alta)
Diastolica (pressione sanguigna bassa)

Entrati in modalità livello pressione sanguigna, il KERi inizierà la misurazione della vostra pressione sanguigna. Questa operazione può richiedere fino a un minuto. Una volta terminata la rilevazione, il KERi vibrerà, visualizzando sullo schermo la rilevazione.

5.1.7 Ossigeno nel Sangue



Livello dell'Ossigeno nel Sangue

Entrati in modalità ossigeno nel sangue, il KERi inizierà la misurazione della vostro livello di ossigeno nel sangue. Questa operazione può richiedere fino a un minuto. Una volta terminata la rilevazione, il KERi vibrerà, visualizzando sullo schermo la rilevazione.

5.1.8 Messaggio



Entrati in modalità Messaggi, KERi mostrerà uno sommario dei messaggi sul cellulare. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi, il KERi mostrerà i dettagli dei messaggi. Poi, premere il pulsante per cambiare i messaggi.

5.1.9 Cronometro




**Minuti
secondi
Millisecondi**

Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per far partire il cronometro. Premere il tasto touch per mettere in pausa o far riprendere il cronometro.

Mentre mette in pausa, Preme e tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per ritornare al menu principale.

Nota: La rilevazione massima del cronometro è di 99 minuti (1 ora e 39 minuti). Trascorso questo tempo il cronometro ripartirà da 0000 "00".

5.1.10 Trova Dispositivo




Trova mio cellulare

Preme e tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per attivare la funzione "Find My Phone"(Trova mio cellulare). Il dispositivo associato suonerà o vibrerà in base alle impostazioni, consentendovi di localizzarlo.

Nota: il dispositivo associato deve trovarsi all'interno del raggio Bluetooth per essere rilevato (10m). Se non udite nessun rumore, provate a spostarvi e attivare nuovamente la funzione.

5.1.11 Informazioni KERi



Informazioni MAC KERi

La sezione Informazioni del KERi fornisce un'identificazione unica per il braccialetto. Questa funzione è utile se si sta associando il braccialetto quando ci sono diversi KERi nelle vicinanze.

5.1.12 Modalità Off




Modalità Off

Preme il tasto touch per scegliere la modalità Off del KERi. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi. Poi, preme il tasto touch per selezionare Sì. Preme e tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per confermare che desidera spegnere KERi.

5.1.13 Luminosità



Luminosità



Quattro Livelli di luminosità

Preme e tiene premuto il tasto touch per 5 secondi per attivare la funzione di Impostazioni Luminosità. Esistono quattro livelli di luminosità. Premete il pulsante per cambiare i livelli di luminosità. Dopo aver scelto la luminosità adatta, tenete premuto il tasto touch per 5 secondi per salvare e ritornare al menu principale.

Nota: quando KERi viene utilizzato al sole, si consigliamo di impostare la luminosità al massimo livello. Ma il consumo energetico aumenta in base del livello di luminosità.

5.2 Applicazione AUDAR

Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro dispositivo, o cercare, scaricare e installare l'app "AUDAR" su Google Play o sull'App Store di Apple.







È richiesta una versione Android 4.3 o superiore, oppure iOS 8.0 e superiore.

5.2.1 Associare il Braccialetto

1. Abilitare il Bluetooth nel vostro dispositivo e assicurati che si trovi entro 10 metri dal KERi.
2. Avviare "AUDAR" e selezionare "Pair wristband".
3. Selezionare KERi dalla lista dispositivi.
4. Se più di un KERi è nelle vicinanze, controllare l'indirizzo MAC sul KERi per determinare quale selezionare (fare riferimento alla sezione 5.1.11).
5. Una volta associato, l'icona dello stato della connessione Bluetooth apparirà sullo schermo del KERi.


Nota: per i dispositivi Android, assicurarsi di aver concesso l'autorizzazione a "AUDAR" quando richiesto. Per i dispositivi iOS, assicurarsi di confermare i requisiti della connessione Bluetooth quando richiesto.



5.2.2 Informazioni Personali


Una volta associato il KERI, inserire le informazioni personali richieste e premere "Next". In seguito, impostare l'obiettivo desiderato (numero di passi che si desidera compiere ogni giorno). Completato il passaggio, premere Salva per accedere alla home page dell'App.

È possibile modificare queste informazioni anche in seguito. Fare riferimento alla sezione 5.2.4.1 per maggiori informazioni.



5.2.3 Home Page

La home page consente di vedere il numero di passi effettuati, il tempo dormito e le misurazioni più recenti del battito cardiaco, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e stato stanchezza.




Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

5.2.3.1 Misurazione Manuale

La funzione misurazione manuale consente di eseguire una misurazione del battito cardiaco, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e stato stanchezza.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico. Il livello di stanchezza è calcolato con un algoritmo matematico basato su altre rilevazioni.




1. Premere "Measure" nell'angolo in alto a destra della home page per aprire la funzione misurazione manuale.
2. Premere "Manual Measure" per iniziare la misurazione.
3. Terminata la misurazione, il dato apparirà sullo schermo. Premere su una delle sezioni per visualizzare informazioni più dettagliate.

5.2.3.2 Passi

Il conteggio attuale del numero di passi sarà visualizzato sulla home page. Premere sulla sezione passi presente nella home page per vedere ulteriori informazioni.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per uso medico.

- Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere una barra sul grafico per visualizzare il numero esatto di passi effettuati.
- Sotto il grafico a barre, è possibile trovare ulteriori informazioni sui passi effettuati, distanza percorsa e calorie bruciate.
- Premere <Notes> per cambiare l'obiettivo (numero di passi che si intende effettuare ogni giorno).
- Selezionare giorno, settimana o mese per cambiare la durata del periodo visualizzata.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le informazioni più recenti.




5.2.3.3 Sonno

I dati più recenti relativi al sonno saranno visualizzati sulla home page. Premere sulla sezione sonno presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

- Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere una barra sul grafico per visualizzare esattamente il sonno durante il periodo.
- Selezionare giorno, settimana o mese per cambiare la durata del periodo visualizzata.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere i dati recenti relativi al sonno.




5.2.3.4 Battito Cardiaco

Le misurazioni più recenti relative al battito cardiaco saranno visualizzate nella home page. Premere sulla sezione battito cardiaco presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

- Le misurazioni più recenti sono visualizzate nella metà superiore dello schermo.
- Premere <Single measure> per eseguire una nuova misurazione.
- Premere <real-time measurement> per visualizzare il battito cardiaco in tempo reale. Premere nuovamente <real-time measurement> per disattivare. Nota: Occorre disattivare le misurazioni in tempo reale per tornare alla home page.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni del battito cardiaco. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.





5.2.3.5 Pressione Sanguigna

Le misurazioni più recenti relative alla pressione sanguigna saranno visualizzate nella home page. Premere sulla sezione pressione sanguigna presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Premere <Single measure> per eseguire una nuova misurazione.
- Premere <real-time measurement> per visualizzare la pressione sanguigna in tempo reale. Premere nuovamente <real-time measurement> per disattivare. Nota: Occorre disattivare le misurazioni in tempo reale per tornare alla home page.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni della pressione sanguigna. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate.
- Scorere la data verso destra per vedere i dati precedenti. Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.






5.2.3.6 Ossigeno nel Sangue

Le misurazioni più recenti relative al livello di ossigeno nel sangue saranno visualizzate sulla home page. Premere sulla sezione ossigeno nel sangue presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate o eseguire una nuova misurazione.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.



- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Premere <Single measure> per eseguire una nuova misurazione.
- Premere <real-time measurement> per visualizzare il livello di ossigeno nel sangue in tempo reale. Premere nuovamente <real-time measurement> per disattivare. Nota: Occorre disattivare le misurazioni in tempo reale per tornare alla home page.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni dell'ossigeno nel sangue. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.



5.2.3.7 Stanchezza


Le misurazioni più recenti relative al livello di stanchezza saranno visualizzate sulla home page. Premere sulla stanchezza presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate o eseguire una nuova misurazione.

- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Premere <Single measure> per eseguire una nuova misurazione.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni dell'ossigeno nel sangue. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.



5.2.4 Opzioni Dispositivo

Premere <☰> per visualizzare il menu opzioni dispositivo. Premere su una delle opzioni per accedere alla sezione corrispondente.




5.2.4.1 Informazioni Personali

Su questa sezione è possibile visualizzare e modificare le seguenti informazioni personali:

- Genere
- Età
- Altezza
- Peso
- Lunghezza Passo
- Mano del braccialeto
- Unità di misurazione per distanza, altezza e peso
- Configurazione Sonno
- Valori Pressione Sanguigna

Una volta terminato, premere salva per tornare alla pagina principale dell'app.



5.2.4.2 Report Settimanale

Il report settimanale consente di vedere sullo schermo tutti i dati della settimana precedente.



5.2.4.3 Attiva Camera

Questa funzione consente di attivare la camera del cellulare a distanza, scuotendo il KERi.

1. Premere su "Attivate camera" per iniziare.
2. Attivata la camera, scuotere il polso con il KERi per scattare una foto.
3. Premere "Cancel" per tornare alla home page.




5.2.4.4 Corsa

Questa funzione vi aiuterà a monitorare la vostra corsa.

Premere su "Cumulative Running X Times" per vedere idati storici relativi alla corsa.





Premere su "Start" per iniziare la corsa.


- Premere \leftarrow per cambiare tra visualizzazione normale e mappa.
- Premere e tenere premuto il tasto giallo per mettere in pausa.
- In pausa, premere il tasto verde per riprendere.
- Premere il tasto rosso per terminare la corsa.



5.2.4.5 Gestione Dispositivi

La schermata di gestione dispositivo consente di controllare il livello della batteria del KERi e usare le seguenti funzioni:

- **Gestione Connessione**
-Vedere lo stato connessione del braccialetto
-Associare o scollegare il braccialetto
- **Cerca Braccialetto**
-Premendo "Aearch Wristband" il braccialetto vibrerà, consentendovi di localizzarlo. Nota: la funzione cerca funzionerà solo se il braccialetto è all'interno del raggio Bluetooth (10 m).
- **Promemoria (consente di impostare notifiche con vibrazioni silenziose)**
- **Notifica Chiamate:** <  > sarà visualizzata quando c'è una chiamata in entrata.
- **Notifica Messaggio:** <  > sarà visualizzata quando c'è un messaggio in entrata.
- **Allarme Sveglia:** il braccialetto vibrerà all'ora impostata <  > sarà visualizzata sullo schermo.
- **Avviso Troppo Sedentario:** Se la notifica è attiva, il braccialetto vibrerà e mostrerà <  > se si è rimasti per 45 minuti consecutivi.
- **Notifica App:** Da questa sezione è possibile scegliere se visualizzare le notifiche da una serie di App come Facebook, Twitter, WhatsApp ecc.
- **Non Disturbare:** La funzione non disturbare consente di impostare un periodo durante il quale tutte le notifiche saranno ignorate (es. di notte dalle 23:00 alle 08:00).
- **Attivazione Automatica dello Schermo:** Se abilitata, lo schermo si attiverà quando si muove il polso.
- **Misurazione Oraria Automatica:** Se abilitata, una misurazione sarà eseguita automaticamente allo scoccare di ogni ora. Raccomandiamo di abilitare questa funzione per ritenere dei dati più accurati.
- **Aggiornamento Firmware:** Questa pagina mostra la versione corrente del firmware del braccialetto e informa quando una nuova versione è disponibile.
- **12- Ora:** Cambiare per visualizzare l'ora sul braccialetto in formato 12H (AM / PM) o 24H.



5.2.4.6 Impostazioni Generali

- **Informazioni Personali:** fare riferimento alla sezione 5.2.4.1 per ulteriori informazioni.
- **Obiettivo Salute:** Consente di impostare il numero di passi che ci si persegue di camminare ogni giorno.
- **Integrazione di App di Terze Parti**
-Apple Health (solo per Dispositivi Apple)
-Google Fit (solo per Dispositivi Android)
- **Ripristino Impostazioni di Fabbrica:** consente di eseguire un ripristino totale delle impostazioni di fabbrica, che rimuoverà tutti i dati ed eliminerà la connessione tra l'applicazione e il braccialetto.
- **Elimina Dati Memorizzati nell'App:** consente di eliminare tutti i dati salvati nell'applicazione.
- **Elimina Dati Memorizzati sul Braccialetto:** consente di eliminare tutti i dati salvati sul braccialetto.

5.2.4.7 A Proposito

La sezione A Proposito permette di visualizzare il numero versione dell'applicazione e consente di accedere alla sezione Aiuto.


Dalla sezione Aiuto è possibile:

- Inviare feedback e suggerimenti sul braccialetto, sull'applicazione AugustAUDAR, oppure riportare un bug.
- Consultare una lista di domande frequenti (premere su una domanda per leggere la risposta).


5.2.4.8 CareMate Informazione

Abbonarsi a Qualcuno Dati di Esercizio e Salute

Una richiesta per partecipare Funzione 'Caremate' via cercare il numero di cellulare o l'indirizzo email usato per iscriversi ad account AUDAR.




Dopo aver ottenuto la approvazione, è possibile fare clic su 'Ho cura di' in alto a destra per vedere il lista degli utenti seguito, e monitorare i loro dati di esercizio e salute in tempo reale.



Inoltre, la richiesta seguita può essere inviata scansionando il codice QR di altri utenti. Le informazioni sul codice QR si trovano nel Menu in alto a destra.

• Applicazione di Amici e Parenti


Può accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di CareMate cliccando su 'Richiesta di amici e parenti' nel Menu in alto a destra.



• Mi Guarda


Cliccando su 'Mi guarda' nel Menu in alto a destra, è possibile accedere alla lista di tutti i chi hanno seguito il suo CareMate.

La visibilità di ogni dato sanitario può essere modificata in qualsiasi momento per amici e parenti che ti seguono nella lista CareMate.



6. Caricare il Dispositivo

Per caricare il KERi, sganciare il cinturino del braccialetto, così facendo sarà visibile il connettore USB, che può essere collegato a una porta USB alimentata, o collegato usando il cavo fornito. Se il KERi non si inizia a caricarsi, inserirlo nella porta USB nel verso opposto.



Mentre la carica è in corso, l'icona della batteria si riempirà progressivamente. Terminata la carica, sarà visualizzata l'icona della batteria piena. Assicurarsi che il voltaggio in uscita dalla porta USB o caricatore sia 5V.

7. Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Non si accende	<ul style="list-style-type: none">■ Caricare completamente il KERi■ Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi
Non si carica	<ul style="list-style-type: none">■ Inserire KERi nella porta USB alimentata nel verso opposto■ Usare il cavo di alimentazione fornito per connetterlo alla porta USB alimentata
Non si associa	<ul style="list-style-type: none">■ Controllare che il Bluetooth nel vostro dispositivo sia abilitato■ Controllare che KERi sia entro 10 m dal dispositivo■ Controllare che l'indirizzo MAC del KERi sia lo stesso mostrato nell'app■ Assicurarsi di aver accettato i requisiti di sistema quando associato
Nessun dato nell'app	<ul style="list-style-type: none">■ Controllare che il KERi sia associato al dispositivo■ Provare ad abilitare la Misurazione Oraria Automatica in Gestione Dispositivo
Non riceve notifiche	<ul style="list-style-type: none">■ Controllare che il KERi sia associato al dispositivo■ Controllare le impostazioni Promemoria nella sezione Gestione Dispositivo

8. Dettagli Tecnici

Schermo OLED	0.96 pollici; 160x80 pixels
Chipset	Nordic NRF51832
Versione Bluetooth	v4.2BLE
Sensore Cardiaco	PixArt PAH8001
Tipo Batteria	Batteria ai Polimetri di Litio 180mAh
Autonomia	15 Giorni
Tempo in Standby	Circa 20 Giorni
Tempo di Carica	Circa 2 Ore
Meteriale Cinturino	TPU
Livello Protezione	IP67
Peso Netto	30g
Dimensioni	258 x 22 x 13,8mm

9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

